


サマーチャレンジ 演習10班

演習前資料

オシロ・ADC・TDC

TA 五島征一郎



データ取得手法（オシロスコープとの接続）

基本的にはPC（こちらで用意したMac）とオシロスコープをLANケーブルで接続してデータを取得する

解析PCパスワード : 2004yonao

データ取得スクリプト置き場 : C:¥Users¥yonao¥Documents¥samatare¥oscillo_scripts

ADC分布とは？




ADC分布とは

MPPCからのアナログ信号をオシロスコープに接続

MPPCの立下りの電圧がスレッシュホルドを超えたら、そのときの最大の立下り幅 [mV] を一つの信号ごとに保存、.csvとして数値データを保存

ADC取得スクリプト: C:\Users\yonao\Documents\samatare\oscillo_scripts/create_ADC.py

実行方法: `python filename.csv output -0.025` (最低スレッシュホルド電圧)



TDC分布

TDC分布とは

論理回路からのデジタル信号をオシロスコープに接続 (Startをchannel1 start2をchannel2)

論理回路からのデジタル信号がスレッシュホールドを超えたら、そのときの波形を保存

超えた時間を

TDC取得スクリプト: C:\Users\yonao\Documents\samatare\oscillo_scripts/create_TDC.py

実行方法: python output filename.csv

